

減壓濃縮機

Rotary Evaporators **RV10 basic/digital/control V**

新品

IKA

www.ika.net

德國

模組化創新功能、便利性最高

- 水 / 油浴鍋容量充足，加熱快速、穩定性高，具可調式安全溫控迴路，能獨立操作使用
- 電動升降行程 140mm，安全定位機構防止壓破收集瓶，異常斷電時自動上升脫離水 / 油浴鍋，確保系統安全
- 垂直雙重蛇型冷凝管，節省操作空間，冷卻面積 1200cm²
- 50W 無碳刷直流馬達具平穩啟動模式、轉速 20-270rpm
- 馬達傾角 0-45° 可調、連接頭採 PTFE 耐溶劑腐蝕密封圈
- 1-199min 定時旋轉、1-60sec 定時正反轉切換
- 大型 LCD 液晶數位顯示轉速、設定精度 ±5rpm
- 前置式控制面板，符合人體工學，操作安全性高
- 收集瓶 1000ml(亦可選購 100-3000ml 規格)

RV10 basic V 標準型

- HB10 basic 水 / 油浴鍋 RT-180°C、功率 1300W
- 旋鈕式溫度調整、設定精度 ±5K



RV10 basic V

RV10 digital V 數位型

- HB10 digital 水 / 油浴鍋 RT-180°C、功率 1300W
- 數位式溫控水 / 油浴鍋、內建把手操作容易
- 旋鈕式溫度調整、LCD 數位設定、精度 ±1K
- 具 RS232 及紅外線埠，可輸出溫度數據
- 選配 labworldsoft 軟體，由電腦自動控制



RV10 digital V

RV10 control V 程控型

- HB10 control 水 / 油浴鍋 RT-180°C、功率 1300W
- 內建真空控制器及程控軟體，可作自動程控蒸餾
- 內建 solvent 資料庫，可由使用者自行擴充增加
- 圖形式彩色液晶螢幕，可直接顯示「蒸餾曲線」
- 自動沸點偵測、單鍵傳輸測量數據與蒸餾方法
- 旋鈕式溫度調整、LCD 數位設定、精度 ±1K
- 測畢自動通風、自動切斷冷卻水及水 / 油浴鍋
- 具備冷卻水監測、水 / 油浴鍋安全溫控系統
- 具 USB 及紅外線傳輸埠，可輸出溫度數據



RV10 control V