

# 全自動熱卡計

Calorimeter System **C2000** | **C5000**

IKA

www.ika.net

德國



C2000



C5000

## 功能特色

- 「全球唯一」具備 3 種測量模式之熱卡計：  
Adiabatic(C5000 Only)、Isoperibolic、Dynamic
- 廣泛應用於各種能源科技、燃料工程領域，如：燃煤 / 燃油電廠、石灰工業、水泥工業、食品、飼料工業
- LCD 點陣螢幕，可直接顯示「真實溫度 / 時間」曲線
- 全自動操作高效率，不需經常保養
- 最佳之可靠度及最高之分析精確度
- 可擴充為多組測量室熱卡分析系統
- 全自動充氧、自動洩壓，使用方便
- LIMS 實驗室自動化設計，可與電腦連線操作
- 符合 DIN 51900, ASTM 240 D, ISO 1928, BSI



### C5000 全數位控制面板

具圖形點陣式LCD顯示幕、人體工學操作面板。控制程式內建操作指南，易學易用。可外接週邊設備，並顯示各種操作狀況



### 分解容器與機械手臂

分解容器俗稱「彈筒」，具有重量輕、最佳熱力學設計兩項優點。測量室具備機械手臂、自動控制進/排水、自動充氧及洩壓，輕按START鍵即可開始分析。