

# 試管振盪器

Shakers **lab dancer** | **MTS2/4** | **MS3 basic/digital**

IKA

www.ika.net

德國



## lab dancer 迷你型試管振盪器

- 自動觸壓啟動、迴轉振幅 4.5mm、定速 2800rpm
- 適合各種直徑 30mm 以下試管 / 離心管，混合效率佳
- 超小體積、直徑 10cm / 高 7cm，實驗室必備工具
- 操作符合人體工學，微電腦馬達控制，轉速穩定
- 鍍鋅鑄造穩固底座、強化工程塑膠外殼堅實耐用



## MTS2/4 digital 微量試管振盪器 | 數位型

- 迴轉振幅 3mm、0-1100rpm 旋鈕無段調整
- 具 1-99min 數位式電子計時器、按鍵式設定
- 可同時振盪 2 或 4 組微量試管架 (選購)
- 具計時 / 連續振盪、倒數停止警報機能



## MS3 basic 小型試管振盪器

- 迴轉振幅 4.5mm、0-3000rpm 旋鈕無段調整
- 可選購多種試管 / 微量試管架、承載量 0.5Kg
- 主機可自動辨識試管架型式，具安全限轉模式
- 具連續振盪、自動觸壓啟動 (標準試管固定架)
- 外型迷你不佔空間，鍍鋅鑄造機體，堅實耐用



## MS3 digital 小型試管振盪器 | 數位型

- 迴轉振幅 4.5mm、0-3000rpm 旋鈕無段調整
- 具 1s-999min 數位式電子計時器、按鍵式設定
- 可選購多種試管 / 微量試管架、承載量 0.5Kg
- 主機可自動辨識試管架型式，具安全限轉模式
- 具連續振盪、自動觸壓啟動 (標準試管固定架)
- 外型迷你不佔空間，鍍鋅鑄造機體，堅實耐用

## MS3 basic/digital 選購附件



**MS3.1 標準振盪盤**

可振盪  $\varnothing$ 50mm 以下的各種試管或容器 (標配)



**MS3.3 泛用振盪座**

可搭配各式海棉固定片使用 (標配)



**MS3.4 微量滴定盤架**



**MS1.21 振盪盤**

單手觸壓振盪，需搭配 MS3.3 使用 (標配)



**MS1.31 試管振盪盤**

可承載 14 支 10mm 試管，需搭配 MS3.3 使用



**MS1.32 試管振盪盤**

可承載 6 支 12mm 試管，需搭配 MS3.3 使用



**MS1.33 試管振盪盤**

可承載 4 支 16mm 試管，需搭配 MS3.3 使用



**MS1.34 試管振盪盤**

不限承載支數，需搭配 MS3.3 使用