

# 緩衝液、標準液、校正液、填充液

Buffer, Standard Solutions & Refilling Reference Electrolytes



Eutech 提供各種 pH 緩衝液 / 校正液、ORP 標準液、電導度標準液、TDS 標準液、鹽度標準液 (NaCl)、電極清洗液、電極保存液、電極填充液 ..... 大容量高品質塑膠瓶包裝，成份精純、使用方便、經濟實惠。若需索取原廠文件，如：MSDS(物質安全資料表)、COA 分析證明 ..... 請上網 <http://www.eutechinst.com> 進入「Support」頁面，即可線上下載。

pH緩衝液 - 每瓶480ml	
型號	說明
ECBU1BT	pH 1.68緩衝液
ECBU4BT	pH 4.01緩衝液
ECBU686BT	pH 6.86緩衝液
ECBU7BT	pH 7.00緩衝液
ECBU9BT	pH 9.00緩衝液
ECBU918BT	pH 9.18緩衝液
ECBU10BT	pH 10.01緩衝液
ECBU12BT	pH 12.45緩衝液
ECDPCBT	pH電極蛋白質清洗液
ECRE005	pH電極保存液
ECRE006	620系列電極保存液
ORP標準液 - 每瓶480ml	
ECORPPRE	475 mV前處理溶液
ECORPQUIN	Quinhydrone 255 (255 mV, ±15 mV @25°C)
ECORPQUIN086	Quinhydrone 86 (86 mV)
電導度標準液 - 每瓶480ml	
ECCON84BT	84 µS/cm電導度校正液
ECCON100BT	100 µS/cm電導度校正液
ECCON500BT	500 µS/cm電導度校正液
ECCON700BT	700 µS/cm電導度校正液
ECCON1413BT	1413 µS/cm電導度校正液
ECCON2764BT	2764 µS/cm電導度校正液
ECCON1288BT	12.88 mS/cm電導度校正液
ECCON1118BT	111.8 mS/cm電導度校正液
ECCON5000BT	5.0 mS/cm電導度校正液
EC44250BT	50 ppm TDS校正液
EC442300BT	300 ppm TDS校正液
EC4421000BT	1000 ppm TDS校正液
EC4423000BT	3000 ppm TDS校正液
TDS標準液 - 每瓶480ml	
EC44250BT	50 ppm TDS校正液
EC442300BT	300 ppm TDS校正液
EC4421000BT	1000 ppm TDS校正液
EC4423000BT	3000 ppm TDS校正液
鹽度標準液(NaCl) - 每瓶480ml	
ECNACL5PPT	5 ppt NaCl校正液
ECNACL25PPT	25 ppt NaCl校正液
ECNACL45PPT	45 ppt NaCl校正液
電極填充液	
L3002	3.0M KCl-雙透析膜pH電極用 (500ml)
L3502	3.5M KCl-雙透析膜pH電極用 (500ml)
S00A/100ML	4.0M KCl/AgCl-單透析膜pH電極用 (100ml)
ECRE001	過飽和KCl/AgCl-單透析膜pH電極用 (480ml)