

專業分析天平 內藏校正砝碼、最先進秤量技術

Analytical Precision Balance **320XT Series**



中國國家質量監督檢驗檢疫總局批准

PRECISA

www.precisa.com

瑞士製



內藏 校正砝碼	單鍵校正 定時校正	溫差校正 自定校正	14組 秤重單位	內建 多組模式
對向 啓閉滑門	高反差 螢光屏幕	動物 活體秤重	比重 固 / 液體	GLP 校正記錄

Self-Calibration System

- 內藏精密砝碼，自動定時 / 溫差校正
- 解析度 0.0001g...1g
- 秤重範圍 120g...10.2Kg
- 0.0001g 配備對開式抗靜電玻璃防風罩
- 14 種秤重單位、可預設 4 種任意切換
- 紡織專用天平：可直接讀取丹尼、支數
- 適合實驗分析、活體秤重、固 / 液體比重直讀、精確計數、淨 / 毛重、自訂換算、紙張基重

自動校正

- SCS 自動校正，內建精密校正砝碼，按鍵立即啓動
- 可定時校正、每隔 24 小時、或溫差 2°C 自動校正
- 可自動辨識任何重量標準砝碼、或任意輸入精確值
- GLP 自動記錄校正日期 / 時間、並列印完整資訊

玻璃風罩

- 0.0001g 天平、配備「對開式抗靜電玻璃防風罩」
- 開啓時完全隱藏於機背、不佔空間、避免意外打破
- 滑門可雙向開啓，一手提取樣本，另一手打開滑門

精密品質

- 高反差螢幕、即使光線不良一樣清晰易讀
- 全系列皆可換裝 LCD 液晶顯示幕 (選配)
- 本體採用鋁合金機殼，是經久耐用的最佳保障
- 加大鍍鉻鋼質稱盤，不易鏽蝕

先進設計

- 14 種單位 (可設 4 種單鍵切換)、百分比、淨 / 毛重、精確計數、紙張基重、活體秤重、自定換算、固 / 液體比重直讀
- 數位密碼、防盜掛勾，防止失竊或被隨意更改設定
- 選購配件：條碼掃描器、第二顯示幕、Smart Box 多功能控制盒、紅 / 黃 / 綠品管指示燈



可用單手開啓對向玻璃滑門，隱藏於機背不佔空間，安全可靠



內建「固/液體比重」測量程式 (需另購固/液體比重吊掛裝置)



機體防盜扣環及密碼鎖，可防止天平失竊、或被任意更改設定值



條碼掃描器、多功能控制盒、品管指示燈、串接盒，擴充性強

專業分析天平 內藏校正砝碼、最先進秤量技術

Analytical Precision Balance **320XT Series**

0.0001g

	XT120A	XT220A
圖片	1	1
最大秤量	120g	220g
解析度	0.0001g	0.0001g
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正 可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量	
防風罩高度	270mm對開式滑門、抗靜電玻璃防風罩	
秤盤尺寸	Ø80mm	
外部尺寸	210x340x345mm(WxDxH)	
重量	6.9Kg	



1 0.0001g配備「對開式抗靜電玻璃防風罩」

0.001g

	XT620M	XT920M	XT1220M	XT2220M-DR
圖片	2	2	2	2
最大秤量	620g	920g	1220g	520g/2220g
解析度	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g/0.01g
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正 可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量			
防風罩高度	60mm			
秤盤尺寸	135x135mm			
外部尺寸	210x340x150mm(WxDxH)			
重量	5.7Kg			



2 0.001g配備「掀蓋式玻璃防風罩」

* 0.001g系列：可選配原裝三門式玻璃防風罩、或台製三門式壓克力防風罩

0.01g

	XT2200C	XT4200C*	XT6200C
圖片	3	3	3
最大秤量	2200g	4200g	6200g
解析度	0.01g	0.01g	0.01g
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正 可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量		
秤盤尺寸	170x170mm		
外部尺寸	210x340x89mm(WxDxH)		
重量	5.5Kg		



3 大型秤盤導流蓋，提高秤量準確度

* XT4200C可選購IP65（絕對防塵 / 防水濺）防護規格

0.1g

	XT6200D	XT8200D	XT10200D
圖片	4	4	4
最大秤量	6200g	8200g	10200g
解析度	0.1g	0.1g	0.1g
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正 可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量		
秤盤尺寸	170x170mm	200x200mm	
外部尺寸	210x340x89mm(WxDxH)		
重量	5.6Kg		



4 鍍鉻銅質方型秤盤，抗污防蝕、經久耐用

* 圖4：品管指示燈、條碼掃描器、第二顯示幕、SmartBox...均為選購配件