

精密分析天平 高亮度VFD冷藍觸控螢幕

High Performance and Precision Balance **321 Series**

PRECISA

瑞士

www.precisa.com



Series 321

SWISS MADE +

- (SCS)
- 內藏校正砝碼
- 冷藍觸控螢幕
- 單鍵校正
- 溫差校正
- 動物活體秤重
- 比重固/液體
- 14組秤重單位
- 內建多組模式
- USB RS232
- GLP校正記錄
- 3Q報告文件

- 解析度 0.0001g、秤重範圍 120g...10.2Kg
- 具備自動校正，內藏精密砝碼，單鍵自動校正，可定時校正、每隔 24 小時、溫差 2°C 自動校正（僅 SCS 機型）
- 自動辨識任何重量標準砝碼、或任意輸入精確值
- 可執行 10 次再現性測試，自動統計標準值並可列印報告
- 高亮度冷藍觸控面板 270° 視角清晰，並可選配充電模組
- 統計功能、小物計數、動物秤重、固 / 液體比重直讀、百分比秤重、重量查核、淨 / 毛重、累進計重（可顯示總重及個別重量）、自動換算（計算體積或紙張基重）、單位轉換、底部秤重... 等多種應用機能
- 可儲存並列印最後 50 筆校正記錄，另可將測值儲存於天平內，然後一次輸出到電腦或印表機，以利現場資料收集
- 連接印表機時，可列印產品名稱、操作者名字、毛重、淨重、天平型號、機號及時間日期，符合 GLP/GMP 規範
- 標配 RS232 及 USB 埠，可定時輸出資料、自定時間間隔
- easyCLEAN 玻璃風罩免工具即可快速拆裝，清理方便
- 鋁合金機殼避免靜電干擾，經久耐用的最佳保障



左圖：高質感softTOUCH冷藍觸控面板，逐步引導使用者完成秤重作業。高亮度VFD螢幕在任何環境下皆確保清晰易讀

左下：270° easyCLEAN全視野玻璃風罩、免工具數秒即可拆卸組合，方便快速清理秤盤周邊

下圖：標配RS232及USB連接埠，可外接電腦、印表機或各種周邊，亦可透過internet更新軟體、或由工程師進行遠端診斷

型號	LX120A	LX220A	LX320A	LX320M	LX620M	LX920M	LX1220M	LX620C
圖片	1	1	1	2	2	2	2	3
最大秤量	120g	220g	320g	320g	620g	920g	1220g	620g
解析度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g
校正方式	SCS型：內藏校正砝碼，單鍵自動校正。可每24小時、或溫差>2°C自動校正 全系列：外砝碼校正時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量							
防風罩	抗靜電玻璃方形防風罩				高度35mm上開式			--
秤盤尺寸	Ø90mm				135x135mm			200x200mm

型號	LX1200C	LX2200C	LX4200C	LX6200C	LX3200D	LX6200D	LX10200D	LX10200G
圖片	3	3	3	3	3	3	3	3
最大秤量	1200g	2200g	4200g	6200g	3200g	6200g	10200g	10200g
解析度	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
校正方式	SCS型：內藏校正砝碼，單鍵自動校正。可每24小時、或溫差>2°C自動校正 全系列：外砝碼校正時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量							
秤盤尺寸	200x200mm							