

# 濕膜塗佈器 四面式

4-Sided Applicator **ZFR 2040**

**ZEHTNER**

瑞士

www.zehntner.com

4種厚度、多種寬度、特殊規格接受訂製。適合塗料、油漆、黏著劑在平坦表面測試。



**info** 可搭配「ZAA 2300 自動塗佈機」使用

規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZFR 2040.6030	30/60/90/120µm	60mm
ZFR 2040.8030		80mm
ZFR 2040.6050	50/100/150/200µm	60mm
ZFR 2040.8050		80mm
ZFR 2040.60S	接受訂製	60mm
ZFR 2040.80S		80mm
ZFR 2040.S1S		10...100mm
ZFR 2040.S2S		101...200mm
符合標準	ASTM D823, Meth.2161/2162, FED-STD 141c	
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

\* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度

# 濕膜塗佈器 Wasag-type

Wasag Applicators **ZWA 2121**

**ZEHTNER**

瑞士

www.zehntner.com

2種厚度、多種寬度、特殊規格接受訂製。適合塗料、油漆、黏著劑在平坦表面測試，全不鏽鋼製清洗容易。



**info** 可搭配「ZAA 2300 自動塗佈機」使用

規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZWA 2121.80	15...2000µm* 任選兩種厚度	80mm
ZWA 2121.120		120mm
ZWA 2121.180		180mm
ZWA 2121.230		230mm
ZWA 2121.S1		20...450mm 接受訂製
ZWA 2121.S2	50...2000µm* 任選兩種厚度	20...200mm 接受訂製
		>200...500mm 接受訂製
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

\* 濕膜厚度規格以5µm為最小間格。基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度

# 濕膜塗佈器 方框式

Applicator Frame **ZAF 2010**

**ZEHTNER**

瑞士

www.zehntner.com



**info** 可搭配「ZAA 2300 自動塗佈機」使用

規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZAF 2010.6030	30/60/90/120µm	60mm
ZAF 2010.6050	50/100/150/200µm	
ZAF 2010.60S	5...2000µm可訂製	80mm
ZAF 2010.8030	30/60/90/120µm	
ZAF 2010.8050	50/100/150/200µm	
ZAF 2010.80S	5...2000µm可訂製	10...200mm 接受訂製
ZAF 2010.2S	5...2000µm可訂製	
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

\* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度