

濕膜塗佈器 四面式


4-Sided Applicator **ZFR 2040-2047**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com

4 種厚度、多種寬度、特殊規格接受訂製。適合塗料、油漆、黏著劑在平坦表面測試。



規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZFR 2040.6030	30/60/90/120µm	60mm
ZFR 2040.8030		80mm
ZFR 2040.6050	50/100/150/200µm	60mm
ZFR 2040.8050		80mm
ZFR 2040.60S	接受訂製	60mm
ZFR 2040.80S		80mm
ZFR 2040.S1S		10...100mm
ZFR 2040.S2S		101...200mm
符合標準		ASTM D823, Meth.21 61/21 62, FED-STD 141c
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度

濕膜塗佈器 方框式

Applicator Frame **ZAF 2010-2016**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com



規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZAF 2010	30/60/90/120µm	60mm
ZAF 2011		80mm
ZAF 2012	50/100/150/200µm	60mm
ZAF 2013		80mm
ZAF 2014	接受訂製	60mm
ZAF 2015		80mm
ZAF 2016		81...200mm
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度

濕膜塗佈器 Wasag-type

Wasag Applicators **ZWA 2121**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com

2 種厚度、多種寬度、特殊規格接受訂製。適合塗料、油漆、黏著劑在平坦表面測試，全不鏽鋼製清洗容易。



規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZWA 2121.6030	30/60µm	60mm
ZWA 2121.6090	90/120µm	60mm
ZWA 2121.6050	50/100µm	60mm
ZWA 2121.60150	150/200µm	60mm
ZWA 2121.8030	30/60µm	80mm
ZWA 2121.8090	90/120µm	80mm
ZWA 2121.8050	50/100µm	80mm
ZWA 2121.80150	150/200µm	80mm
ZWA 2121.S1S	可訂製	10...100mm
ZWA 2121.S2S		101...200mm
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度



左右兩頁所展示之各種「濕膜塗佈器」，皆可搭配「ZAA 2300 自動塗佈機」使用