

# 濕膜塗佈器 環棒式

Wire-Bar Applicator **ZSA 2110-2112**

**ZEHNTNER**

瑞士製

www.zehntner.com



可在柔軟或具彈性的表面塗佈，適合塗料、黏著劑、化工實驗室、品保單位、品質檢驗。ZSA 環棒式濕膜塗佈器可作多層薄膜塗佈，即使是極為靠近的濕膜樣本也不會交錯重疊。

規格	濕膜厚度*	濕膜寬度
ZSA 2110	25/50/75/100	80mm
ZSA 2111	125/150/175/200µm	200mm
ZSA 2112	接受訂製	接受訂製
本體材質	硬化處理不鏽鋼	

\* 基於物理現象，最大濕膜厚度會略小於塗佈器的標示刻度

# 遮蓋率試驗紙

Test Charts **ZTC 2200**


**ZEHNTNER**

瑞士製

www.zehntner.com

- 適合塗料、油墨、黏著劑、化工業、分析實驗、品質測試
- 以肉眼評估乳膠漆之亮度、遮蓋力，亦可搭配 45/0° 光澤度儀（選購）作精確判讀
- 西洋棋盤格、上下黑白格、斑馬紋格
- 已塗佈、未塗佈、有（無）螢光增白
- 高品質 300g 卡紙（每張厚約 0.05mm）
- A3/A4/A5、每包 100 張裝

**info** 其它多種款式，歡迎洽詢



# 真空吸板

Precision Vacuumplate **ZPV 2030**

**ZEHNTNER**

瑞士製

www.zehntner.com



光滑鋁合金表面具大量吸氣孔，搭配抽氣幫浦（選配）產生吸附力，方便固定大量質地較硬的樣本，如：遮蓋率試驗紙、塑膠板、玻璃板、紙板... 等。

規格	尺寸	重量
ZPV 2030.A4	307x220x20mm(LxWxH)	3.0Kg
ZPV 2030.A3	440x320x28mm(LxWxH)	6.0Kg
ZPV 2030.S		接受訂製
本體材質	陽極處理鋁合金	
真空度	0.8 bar max.	