

手持式 尿液比重、血清蛋白質

 Refractometer **MASTER-SUR/URC**
特殊 屈折度 (nD) 讀值 **手持** 攜帶容易

 另有MASTER-SUR/N α
 MASTER-URC/N α
 具防水及自動溫度補償


- 針對直接測量設計，幾滴樣本即可測試
- 藍背景雙重刻度，測量結果一目了然

規格	MASTER-SUR/NM	MASTER-URC/NM	T3-NE
血清蛋白質	0.0...12.0g/100ml	--	0.0...12.0g/100ml
尿液比重	1.000...1.060(Urine S.G.)	1.000...1.050(Urine S.G.)	1.000...1.050(Urine S.G.)
屈折度	1.3330...1.3660(nD)	1.333...1.356(nD)	1.3330...1.3600(nD)
最小刻度	0.2g/100ml, 0.001(Urine S.G.)	0.2g/100ml, 0.001(Urine S.G.)	0.2g/100ml, 0.001(Urine S.G.)
	0.0005(nD)	0.001(nD)	0.0005(nD)
尺寸重量	32x34x203mm 105g	32x34x207mm 110g	100x173x215mm 910g

桌上型 尿液比重、血清蛋白質

 Desktop Refractometer **T3-NE**
特殊 屈折度 (nD) 讀值 **桌上** 穩固腳架

- 金屬製腳架，雙手自由操作
- 針對直接測量設計，幾滴尿液、血液即可測試
- 藍背景多重刻度，讀取更清晰明亮



尿液比重 數位式屈折度計

 Digital Urine S.G. Refractometer **UG- α**
特殊 清水 手持 自動歸零 攜帶容易

LCD 數字顯示 **自動** 溫度補償

E.L.I. 抗光干擾


- 只要一滴尿液即可作準確的測量
- 數字顯示讀值，任何人皆能輕鬆使用

規格	UG- α
測量範圍	尿液比重 1.0000...1.0600(Urine S.G.)
解析度	0.0001(Urine S.G.)
自動補償	10...35°C
反應時間	3秒
樣本需求	0.1ml
電源供應	006P 9V乾電池
尺寸重量	170x90x40mm 300g

尿液比重 數位式屈折度計

 Digital Urine S.G. Refractometer **PAL-10S**
特殊 清水 手持 自動歸零 攜帶容易

LCD 數字顯示 **自動** 溫度補償 **IP65** 直接沖洗

E.L.I. 抗光干擾 另有貓狗寵物尿液比重計


- 100g 輕量設計、IP65 可沖水
- 只要一滴尿液即可作準確測量
- 數字顯示、單鍵操作使用簡單

規格	PAL-10S
測量範圍	尿液比重 1.000...1.060(Urine S.G.)
解析度	0.001(Urine S.G.)
自動補償	10...35°C
反應時間	3秒
樣本需求	0.3ml
電源供應	AAA鹼性電池x2
尺寸重量	55x31x109mm 100g