




符合標準：ASTM D1131/D1545/D1725, AOC method Ka 6-63, FTMS 141-a Method 4272

Grade A 級試管

- 不脫落褐色蝕刻標記，氣泡大小正確
- 三次查驗，內徑 $\varnothing 10.65 \pm 0.025\text{mm}$
- 附軟質木塞

Grade B 級試管

- 不脫落褐色蝕刻標記，氣泡大小正確
- 適合例行實驗或工業現場使用
- 三次查驗，內徑 $\varnothing 10.75\text{mm}$
- 附軟質木塞



Grade N 級試管

- 不脫落褐色蝕刻標記，氣泡大小正確
- 三次查驗，內徑 $\varnothing 10.65 \pm 0.25\text{mm}$
- 底部額外刻度，可產生 73mm 氣泡
- ASTM 規則：Timer Tubes
- 附軟質木塞



黏度管支架

- 可依相同角度同時比對 5 支黏度管
- 置於加熱槽或桌面時不易傾倒
- 金屬支架與塑膠握把提取方便
- 本支架不包括黏度管及試樣管



軟質木塞

- 適用 A/B/N 級試樣管
- 每袋 144 顆

套裝黏度管

型號	黏度管	Stokes	數量
PV-0500	A5...A1	0.05...0.31	5支
PV-0510	A...T	0.5...5.5	20支
PV-0540	U...Z6	6.66...151	12支
PV-0560	Z7...Z10	406...1190	4支

標配：黏度管、標準品、儲存盒、2支A級空試管

單支黏度管

編號	黏度管	Stokes
PV-0501	A5	0.051
PV-0502	A4	0.071
PV-0503	A3	0.140
PV-0504	A2	0.213
PV-0505	A1	0.310
PV-0511	A	0.536
PV-0512	B	0.688
PV-0513	C	0.927
PV-0514	D	1.029
PV-0515	E	1.227
PV-0516	F	1.519
PV-0517	G	1.600
PV-0518	H	2.108
PV-0519	I	2.242
PV-0520	J	2.682
PV-0521	K	2.879
PV-0522	L	3.023
PV-0523	M	3.354
PV-0524	N	3.452
PV-0525	O	3.779
PV-0526	P	4.088
PV-0527	Q	4.418
PV-0528	R	4.674
PV-0529	S	5.177
PV-0530	T	5.472
PV-0541	U	6.659
PV-0542	V	8.892
PV-0543	W	10.73
PV-0544	X	12.00
PV-0545	Y	17.37
PV-0546	Z	22.89
PV-0547	Z1	29.09
PV-0548	Z2	40.56
PV-0549	Z3	48.40
PV-0550	Z4	72.41
PV-0551	Z5	99.17
PV-0552	Z6	150.80
PV-0561	Z7	406.50
PV-0562	Z8	732.80
PV-0563	Z9	915.00
PV-0564	Z10	1190.00