

酸鹼度計 經濟型

Economy Bench pH Meter **pH 700**

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 實驗室桌上型 pH 計最經濟的選擇
- 大型雙行液晶螢幕，可同時顯示 pH 及溫度
- 懸臂式支架可固定 pH、溫度電極，操作方便
- 5 點自動校正，操作簡單，確保測量精確度
- 圖示指引校正、自動辨識 USA、NIST 標準校正液
- 電極訊號指示 (Offset, Slope)，掌握電極性能
- 具 HOLD 讀值鎖定功能、Ready 穩定符號指示
- 內建 100 筆讀值記憶

pH/mV 溫度	°C/°F 溫度切換	5點 自動校正	自動 溫度補償	°C/°F 溫度切換
READY 穩定指示	HOLD 讀值鎖定	100筆 讀值記憶		



酸鹼度計 標準型、RS232、GLP

Deluxe Bench pH Meter **pH 2700**

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 大型液晶圖像式背光螢幕，可同時顯示完整測量數據、以及溫度、時間日期、電極狀態、校正數據一目了然
- 最高解析度 0.001pH、精確度 ±0.002pH
- 6 點自動校正，提高全段線性及測量精確度
- 自動辨識 USA、NIST、及自定濃度校正液
- 電極訊號指示 (Offset, Slope)，掌握電極性能
- 具 HOLD 讀值鎖定功能、Ready 穩定符號指示
- 500 筆記憶體、自動記錄器可包括日期 / 時間 (符合 GLP)、系統密碼保護、上 / 下限警示機能
- 內建系統時鐘，儲存值包括日期時間，符合 ISO/GLP，可顯示最後校正日期及數據，並具校正自動警示
- RS232C 連接埠，可外接電腦或印表機

pH/mV 溫度	°C/°F 溫度切換	6點 自動校正	自動 溫度補償	°C/°F 溫度切換
READY 穩定指示	HOLD 讀值鎖定	電極 訊號顯示	500筆 讀值記憶	GLP RS232



酸鹼度計 經濟型

CyberScan Desktop pH Meter **pH 510**


EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 實驗室桌上型 pH 計最經濟的選擇
- 大型 LCD 液晶螢幕，可同時顯示 pH 及溫度
- 懸臂式支架可固定 pH、溫度電極，操作方便
- 5 點自動校正，操作簡單，確保測量精確度
- 圖示指引校正、自動辨識 USA、NIST 標準校正液
- 電極訊號指示 (Offset, Slope)，掌握電極性能
- 具 HOLD 讀值鎖定功能、Ready 穩定符號指示
- 內建 100 筆讀值記憶、類比式記錄器輸出埠

pH/mV 溫度	自動校正 自動辨識	READY 穩定指示
HOLD 讀值鎖定	電極 訊號顯示	100筆 讀值記憶
		記錄器 輸出埠



桌上型酸鹼度計 規格比較表

Bench pH Meter Specifications

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

規格	pH 700	pH 2700	pH 510
----	--------	---------	--------



測量項目	pH/mV/°C/°F		pH/mV/°C/°F		pH/mV/°C	
功能特色	經濟型 雙行液晶顯示		符合GLP 背光照明雙行液晶顯示		經濟型 雙行液晶顯示	
pH	範圍	-2.00...16.00 pH	-2.000...20.000 pH		0.00...14.00 pH	
	解析度	0.01 pH	0.001/0.01/0.1 pH		0.01 pH	
	精確度	±0.01 pH + 1 LSD	±0.002 pH + 1 LSD		±0.01 pH	
	自動校正	5點	6點		5點	
	自動辨識	USA, NIST	USA, NIST, DIN, 自定		USA, NIST	
mV	範圍	±2000 mV	±2000 mV		±1999 mV	
	解析度	0.1 mV(±199.9 mV) 1 mV(上述範圍外)	0.1 mV		0.1 mV(±199.9 mV) 1 mV(上述範圍外)	
	精確度	±0.2 mV(±199.9 mV) ±2 mV(上述範圍外)	±0.2 mV		±0.2 mV(±199.9 mV) ±2 mV(上述範圍外)	
溫度	範圍	0.0...100.0°C				
	解析度	0.1°C				
	精確度	±0.3°C				
內建功能	電極訊號	可顯示零點、斜率				
	溫度補償	自動或手動、0...100°C				
	記錄器	--	內建記錄器		--	
	記憶體	100筆讀值	500筆讀值		100筆讀值	
	系統時鐘	--	日期/時間		--	
	GLP	--	符合ISO/GLP		--	
	輸出埠	--	RS232C		記錄器	
電源供應	9VDC變壓器					
尺寸重量(LxWxH)	175x155x69mm 650g		230x180x60mm 750g			



pH 700 雙行液晶顯示、面板具防潑水功能，機底附「快速操作索引卡」



pH 2700 雙行顯示、具藍色背光照明，加大字體清晰易讀，可瀏覽GLP校正數據



pH 510 雙行液晶顯示、面板具防潑水功能，機底附「快速操作索引卡」