

振盪器

Shakers **KS130 basic/control | KS/HS260 basic/control**

IKA

www.ika.net

德國



KS130 basic



KS130 control



KS/HS260 basic



KS/HS260 control

KS130 basic | control

迴轉式 小型振盪器

- KS130 basic 具雙排 LED 燈號，可顯示振盪速度 (80-800rpm)、計時器 (連續 / 5-50min)
- KS130 control 具 2 組 LCD 螢幕，可顯示振盪速度 (80-800rpm) 計時器 (連續 / 0-9h59min)。為配合「自動取樣系統」(選配) 內建「終點定位」功能。另可選配 labworldsoft 軟體，透過 RS232 以電腦控制。「逆迴轉型」接受訂購
- 迴轉振幅 4mm、承載量 2Kg
- 可選配多種載台與固定架，涵蓋各式實驗容器

KS260 basic | control

迴轉式 中型振盪器

- KS260 basic 具雙排 LED 燈號，可顯示振盪速度 (20-500rpm)、計時器 (連續 / 5-50min)
- KS260 control 具 2 組 LCD 螢幕，分別顯示振盪速度 (10-500rpm)、計時器 (連續 / 0-9h59min)。為配合「自動取樣系統」(選配) 內建「終點定位」功能。另可選配 labworldsoft 軟體，透過 RS232 由電腦控制。「逆迴轉型」接受訂購
- 迴轉振幅 10mm、承載量 7.5Kg
- 可選配多種載台與固定架，涵蓋各式實驗容器

HS260 basic | control

往復式 中型振盪器

- HS260 basic 具雙排 LED 燈號，可顯示振盪速度 (20-300rpm)、計時器 (連續 / 5-50min)
- HS260 control 具 2 組 LCD 螢幕，分別顯示振盪速度 (10-300rpm)、計時器 (連續 / 0-9h59min)。為配合「自動取樣系統」(選配) 內建「終點定位」功能。另可選配 labworldsoft 軟體，透過 RS232 由電腦控制
- 往復振幅 20mm、承載量 7.5Kg
- 可選配多種載台與固定架，涵蓋各式實驗容器

KS130 選購附件



AS130.1 固定架
適合各種Flask



AS130.3 固定盤



AS130.4 試管架
適合直徑10-16mm、
長度80mm以上的試管



AS130.2 固定夾盤
需搭配AS2.1, AS2.2,
AS2.3, AS2.4, AS2.5



固定夾
AS2.1 25ml 固定夾
AS2.2 50ml 固定夾
AS2.3 100ml 固定夾
AS2.4 200ml 固定夾
AS2.5 500ml 固定夾

KS/HS260 選購附件



AS260.1 泛用固定架
適合各種Flask



AS260.3 固定盤



AS260.5 分液漏斗架
50mlx6, 100mlx5,
250mlx3, 500mlx3



AS260.2 固定夾盤
需搭配AS2.1, AS2.2,
AS2.3, AS2.4, AS2.5



固定夾
AS2.1 25ml 固定夾
AS2.2 50ml 固定夾
AS2.3 100ml 固定夾
AS2.4 200ml 固定夾
AS2.5 500ml 固定夾