


先進標準天平 具內藏、或外部校正砝碼多種款式


Laboratory Precision Balance **320XS/-SCS Series**



0.0001g配備「三門式抗靜電玻璃防风罩」



0.001g配備「掀蓋式玻璃防风罩」



大型秤盤導流蓋，提高秤量準確度



可選配：第二顯示幕、支架、Smart Box

自動 辨識砝碼
高反差 螢光屏幕
小物計數 百分比
14組 秤重單位

PRECISA

www.precisa.com

瑞士

中國國家質量監督檢驗檢疫總局批准

- 解析度 0.0001g...0.1g
- 秤重範圍 125g...12.2Kg
- 標準外校型，自動辨識任何重量之標準砝碼
- 內建 14 種秤重單位、可預設 4 種任意切換
- 適合黃金、鑽石、藥劑、實驗室、動物秤重、小物計數、固 / 液體比重直讀
- 選配功能：內藏校正砝碼、自動定時校正、液晶顯示幕、固 / 液體比重裝置

320XS-SCS 內藏砝碼型

本系列可選配 **內藏校正砝碼**

訂購時在型號後加註「-SCS」即可

0.0001g

	XS125A/-SCS	XS225A/-SCS
圖片	1	1
最大秤量	125g	225g
解析度	0.0001g	0.0001g
校正方式	自動辨識標準砝碼、或自定精確重量(-SCS具備內藏校正砝碼)	
防风罩高度	260mm	
秤盤尺寸	Ø80mm	
尺寸重量	210x340x345mm(WxDxH) 5.9Kg	

0.001g

	XS365M/-SCS*	XS625M/-SCS*	XS1220M/-SCS*
圖片	2	2	2
最大秤量	365g	625g	1220g
解析度	0.001g	0.001g	0.001g
校正方式	自動辨識標準砝碼、或自定精確重量(-SCS具備內藏校正砝碼)		
防风罩高度	60mm		
秤盤尺寸	135x135mm		
尺寸重量	210x340x150mm(WxDxH) 5.1Kg		

* XS365M、XS625M 可選配原廠三門式玻璃防风罩、或台製三門式壓克力防风罩

0.01g

	XS3250C/-SCS	XS4250C/-SCS	XS6250C/-SCS
圖片	3	3	3
最大秤量	3250g	4250g	6250g
解析度	0.01g	0.01g	0.01g
校正方式	自動辨識標準砝碼、或自定精確重量(-SCS具備內藏校正砝碼)		
防风罩高度	--		
秤盤尺寸	170x170mm		
尺寸重量	210x340x89mm(WxDxH) 4.5Kg		

0.1g

	XS6250D/-SCS	XS8250D/-SCS	XS12200D/-SCS
圖片	4	4	4
最大秤量	6250g	8250g	12200g
解析度	0.1g	0.1g	0.1g
校正方式	自動辨識標準砝碼、或自定精確重量(-SCS具備內藏校正砝碼)		
防风罩高度	--		
秤盤尺寸	200x200mm		
尺寸重量	210x340x89mm(WxDxH) 4.7Kg		