

多功能控制盒 讓天平發揮更強大的功能

Module for different Application Programs **SMART BOX**

PRECISA

www.precisa.com

瑞士



三色警示燈、條碼掃描器，讓工作更得心應手！(選購附件)

天平的應用更加廣泛！

不需外接電源，直接插入天平背後的插孔即可使用，可搭配各種機型，備有兩種應用模組：精確計數（可分別輸入樣品單重、或精確個數）、包裝控制 (FPVO)；另有多種附件，如：紅 / 黃 / 綠 / 三色警示燈、條碼掃描器 (Bar-code Reader)，有效縮短操作時間，增加生產效能，讓精密天平發揮淋漓盡致的性能！

- 可記憶 256 種樣品資料，如：品名、規格、單位重量
- 可記憶 250 組容器淨重，不必倒出樣品即可計重、計數
- 使用時，只要下載記憶內的預設資料，立即開始作業
- 可直接輸入樣品的單位重量、任意參考個數
- 列印品名、批號、使用者姓名、單位重量、時間、日期
- 設定上 / 下限，當樣品不符重量範圍時，自動發出警示
- 可外接三色警示燈（選配），現場品管作業最方便
- 統計功能包括：平均值、最大值、最小值、標準差
- 可自定列印格式（如：公司名稱）、可提供日報表、週報表
- 詳細功能及多樣化應用方式，歡迎洽詢本公司業務人員！

印表機、標籤機 保存測量記錄、快速方便

Printer for Precision Instruments **PRU40 plus | UTP50**



PRU40 plus



UTP50

銷路最好的選購配備！

Precisa 全系列電子天平、水份天平，皆可選配 PRU40 plus 印表機、或 UTP50 自黏標籤機。PRU40 plus 採用普通紙捲及色帶匣，能長期保存記錄；UTP50 可搭配各式自黏標籤紙、製作 27 種條碼貼紙 ... 等。除此之外，亦可搭配其它實驗室設備，例如：精密恆溫烘箱、自動滴定儀、酸鹼度計、電導度計、黏度計 ... 等等，作報表輸出或讀值記錄。

規格	PRU40 plus	UTP50
印表功能	熱感式列印、具過熱保護機制，能長時間列印。符合多項安全認證 (FCC/CE/WEEE/RoHS)。食品、生技、藥廠另可選購發票用熱感紙	熱感式自黏標籤紙 可列印中文/英文 黑白圖案、條碼 自定字體格式 100組列印格式
捲軸寬度	57.5±0.5mm	58mm
連接埠		RS232
尺寸(DxWxH)	185x116x93mm	180x106x88mm