

General Instrument

全自動蒸餾水製造機

A4SL/A8SL/A4DL

Aquatron Water Still

選購配備：

60 公升儲水槽

逆滲透 (RO) 純水處理系統

超純水處理系統 (比阻抗 18MΩ)

型號	A4SL	A8SL	A4DL
流量	4L/hr、一次蒸餾	8L/hr、一次蒸餾	4L/hr、二次蒸餾
熱源(Pyrogen)	無	無	無
酸鹼值	5.0...6.5pH	5.0...6.5pH	5.0...6.5pH
電導度	1...2μS/cm	1...2μS/cm	1...2μS/cm
進水系統	冷卻水/去離子水分離式管路		
電源供應	220V 3KW	220V 6KW	220V 6KW

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

圖中白色下櫃為
60公升儲水槽(選購)

General Instrument

逆滲透純水系統

RDI-7/-15/-30

Reverse Osmosis Water System

備有 3 種產水量：7L/hr、15L/hr、30L/hr

雙重前處理具懸浮 / 顆粒預濾、有機 / 餘氯去除功能

膜管定時自動沖洗及濾材更換指示燈

2 段式 RO 及去離子水質指示

進水及操作壓力指示表

內置精製離子純化管

選購配備：185/254nm 雙波長 UV 殺菌燈、30 公升儲水槽

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製



General Instrument

超純水處理系統

Purity-SP/-UV/-UF

Ultrapure Water System

產水量：1.5L/min.

0.2μm 精密過濾，無管殼單接點純化管匣

系統可手動、自動定時循環純化

選購配備：185/254nm 雙波長 UV、UF 殺菌系統

水質純度	
比阻抗值	18.2 Ωm-cm @25°C
有機物	<10...5(as TOC ppb)
微生物	<1 cfu/ml
重金屬	<0.01 ppm

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

