

General Instrument

多用途恆溫水槽

B-100/101/102

General-Purpose Baths

技術規範	B-100	B-101	B-102
溫度範圍	室溫以上5°C...80°C		
穩定度	±0.3°C		
控制器	2組LED數位顯示器：設定溫度、實際溫度		
加熱器	300W	600W	
水槽容量	4.5L	10L	20L
槽內尺寸(WxDxH)	23x13x15cm	29x23x15cm	49x29x15cm
外部尺寸(WxDxH)	28x18x27cm	34x28x27cm	54x33x27cm
水槽材質	不鏽鋼無接縫水槽		
電源供應	110/220VAC 50/60Hz		
耗電量	3A/1.5A	6A/3A	

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製



計時功能：可由面板設定0...9999分、或0...9999小時，自動開/關機功能

General Instrument

多用途恆溫水槽

B-206-T1/T2/TP

General-Purpose Baths

技術規範	B-206-T1	B-206-T2	B-206-TP
溫度範圍	室溫以上5°C...100°C		
控制範圍	-20°C...+100°C、需搭配「浸入式冷卻器」		
穩定度@37°C	±0.02...±0.05°C		
控制器	PID數位控制、2組LED數位顯示器：設定溫度、實際溫度		
攪拌方式	內建循環幫浦		
加熱器	500W	1000W	
槽內尺寸(WxDxH)	29.5x23.5x15cm	49.5x29.5x15cm	46.5x29.5x17cm
外部尺寸(WxDxH)	34.5x28.5x20cm	54.5x33.5x20cm	50x38x18cm
水槽材質	不鏽鋼無接縫水槽、塗裝鋼板外殼		
電源供應	110/220VAC 60/50Hz		
耗電量	5A/2.5A	10A/5A	
選購附件	不鏽鋼屋形蓋、圓孔蓋、低水位斷電裝置、浸入式冷卻器		

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製



計時功能：可由面板設定0...9999分、或0...9999小時，自動開/關機功能

General Instrument

浸入式冷卻器

HC-101/102/103

Immersion Cooler

技術規範	HC-101	HC-102	HC-103
溫度範圍	室溫...-20°C	室溫...-30°C	
冷卻效率@20°C	750Kcal/hr.	1000Kcal/hr.	1500Kcal/hr.
蛇形管尺寸	φ51x13.2cm	φ51x20cm	
外部尺寸(WxDxH)	23x30.5x45cm	23x32x50cm	
電源供應	110/220VAC 60/50Hz		
耗電量	3A/1.5A	3.5A/2A	4A/2A
選購附件	溫度控制裝置		

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

