

動黏度計恆溫水槽

Kinematic Viscometer Bath **B801/802**

PREMA

台灣




規格	B801-2/B801-7	B802-2/B802-7
溫度範圍	室溫+5°C...+150°C	室溫+5°C...+150°C
控制範圍	0.0°C...+150°C	0.00°C...+150.00°C
穩定度	±0.1°C	±0.01°C...±0.02°C
開口尺寸	20x14cm/36x14cm	
視窗尺寸	16x25cm/32x25cm	
槽內尺寸	33x15x32cm/49x15x32cm	
外部尺寸	51x25x55cm/67x25x55cm	
計時功能	0...9999分、0...9999小時、自動開 / 關機	
電源供應	110/220VAC 50/60Hz 15A/7.5A	

循環式恆溫油槽 內建電磁攪拌

Stirrer Oil Circulator Bath **STOB20-6**

PREMA

台灣



內建6組電磁攪拌器
標配不鏽鋼屋型蓋



規格	STOB20-6
溫度範圍	室溫+5°C...+200°C
穩定度	±0.1°C
控制器	數位顯示設定
加熱器	1200W(110V)/2000W(220V)
攪拌方式	內建循環幫浦
水槽容量	20L
攪拌裝置	300...1500rpm電磁攪拌器6組、最大負載1L
槽內尺寸	49x29x15cm
外部尺寸	77x40x47cm
計時功能	0...9999分、0...9999小時、自動開 / 關機
水槽材質	SUS304不鏽鋼無縫水槽、塗裝鋼板外殼
電源供應	110/220VAC 50/60Hz 13A/12A

循環式冷卻器

Coolflow Bath **CF50...1000**

PREMA

台灣



規格	CF50	CF100	CF150	CF200	CF300	CF500	CF750	CF1000
溫度範圍	+5...+35°C							
穩定度	±0.1°C							
冷卻效率	7200BTU/h 1800Kcal/h 2100W	12000BTU/h 3000Kcal/h 3450W	18000BTU/h 4500Kcal/h 5200W	24000BTU/h 6000Kcal/h 7000W	35000BTU/h 8900Kcal/h 10300W	60000BTU/h 15200Kcal/h 17700W	92400BTU/h 23700Kcal/h 27000W	116600BTU/h 29900Kcal/h 34200W
循環幫浦	14L/min 3.5Kg/cm ² , 20L/min 5.5Kg/cm ² , 83L/min 5.7Kg/cm ² , 133L/min 6.5Kg/cm ²							
水槽容量	16L	34.6L	48L	66L	83L	280L	360L	450L
外部尺寸	35x53x102cm	47x63x114cm	80x58x88cm	78x66x107cm	87x67x110cm	130x80x115cm	160x80x125cm	160x85x155cm
電源供應	220V	220V	220V	220V 1Ø	220V 3Ø	220V 3Ø	220V 3Ø	220V 3Ø
耗電量	6A	10A	12A	20A	20A	25A	30A	40A

天平儀器

理化儀器

黏度分析

色彩色差

攪拌均質

光學儀器

光學特性

恆溫設備

塗料檢測

物性試驗

紡織專區

紙業專區