


# 高轉速攪拌機 High Speed Type Stirrer

47

攪拌機系列  
Stirrer Series



## 特點：

- 無段變速，轉速穩定。
- 精密結構，運轉安靜。
- 過熱保護裝置。
- RM型附指針式轉速錶及電流錶。
- D型附數位式轉速錶。

## Feature：

- Stepless and stable speed
- Precise structure and quiet operation
- Overheat protection device
- RM-type with an analog tachometer and ammeter
- D-type with a digital tachometer

| Model                        | CH-4000RM / D         | CH-7000RM / D | CH-9000RM / D    |
|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 馬力 Motor                     | DC 200W               | DC 350W       | DC 450W          |
| 轉速 Speed (rpm)               | 400~4,000             | 500~7,000     | 400~4,000        |
| 扭力 Torque (kgf · cm / N · m) | 8 / 0.78              | 12/ 1.18      | 15 / 1.47        |
| 機身重量 Body net Weight (kg)    | 7                     | 8             | 10               |
| 電源 Power                     | AC 110V/220V, 50/60Hz |               | AC 220V, 50/60Hz |

## ■ 標準配件

- CH-9000RM / D攪拌棒：Ø8 x 350mm
- CH-4000RM / D · CH-7000RM / D均質攪拌棒：最大Ø13 x 280mm
- 攪拌葉：No.11 Ø50mm · Ø80mm
- 腳座：W400 x L315 x H54mm · 6kg
- 支持夾
- 支柱：Ø19 x 800mm
- 選購配件 (詳見P50~P52)

## ■ Standard accessories

- CH-9000RM / D shaft：Ø8 x 350mm
- CH-4000RM / D · CH-7000RM / D shaft Max：Ø13 x 280mm
- Propeller：No.11 Ø50mm · Ø80mm
- Stand base：W400 x L315 x H54mm · 6kg
- Holder
- Pole：Ø19 x 800mm
- Optional purchasing accessories. (Ref. P50~P52)