


彈壓式升降高速攪拌機 Spring-lift & high-speed stirrer

48

攪拌機系列
Stirrer Series



CH-A750D / CH-A1000D



操作面板 Operation Faceplate

特點：

- 攪拌棒可任意上下調整。
- 過熱保護裝置及指示燈。
- 附數位式轉速錶。
- 附指針式電流錶。
- 彈壓式升降，操作迅速輕便。

Feature：

- Stirring shaft is freely adjustable up and down
- Overheat protection device and indicators
- With a digital tachometer
- With an analog ammeter
- Spring-lift pole for easy operation

Model	CH-A750D	CH-A1000D
馬力 Motor	750W	1000W
轉速 Speed (rpm)	500~5,000	500~6,000
扭力 Torque (kgf · cm / N · m)	22 / 2.16	25 / 2.45
機身重量 Body net Weight (kg)	8	11
電源 Power	AC 110V/220V, 50/60Hz	

- 標準配件
- CH-A750D · CH-A1000D
攪拌棒：Ø10 x 600mm
- 攪拌葉：No.11 Ø50mm · Ø80mm
- 腳座：W525 x L450 x H63mm · 12kg
- 支持夾
- 支柱：Ø28.6 x 985mm
- 選購配件 (詳見P50~P52)

- Standard accessories
- CH-A750D · CH-A1000D
shaft：Ø10 x 600mm
- Propeller：No.11 Ø50mm · Ø80mm
- Stand base：W525 x L450 x H63mm · 12kg
- Holder
- Pole：Ø28.6 x 985mm
- Optional purchasing accessories. (Ref. P50~P52)