


迷你型微量離心機 Mini Microcentrifuge



特點：

- 隱藏式自動平衡裝置。
- 門蓋安全斷電裝置，透明強化安全門蓋。
- ABS外殼，體積輕巧，適合個人使用。

Feature：

- Hidden auto-balance device ; ON/OFF switch
- Auto power off when its lid is opened
- ABS hard shell, low weight, easy carry

Model	CM-600	CM-610	CM-620	CM-630
轉速 Speed (rpm)	6,200		10,000	
最大離心力 Max. RCF (xg)	2,020		5,260	
最大容量 Max. Capacity (ml)	1.5/2.2ml x 6pcs Micro tube or 0.2ml x 16pcs Strip tube		1.5/2.2ml x 6pcs Micro tube	
定時器 Timer	----			10min
剎車 Brake	No	Yes		
重量 Weight (kg)	0.9		1.1	
尺寸 Size (W x L x H mm)	130 x 145 x 140			
電源 Power	AC 110V / 220V, 50/60Hz			


◎ 離心試管另購。 Tubes not included.

■ Rotor sets for CM-600, CM-610, CM-620, CM-630



CM-600
CM-610
CM-620
CM-630

Micro tube rotor



CM-600
CM-610

Strip tube rotor

Rotor	Capacity (ml x pcs)	Tube Size (Ø x L) mm	Max. Speed (rpm)	Max. RCF (xg)
Micro tube rotor	1.5/2.2ml x 6	9.5~11 x 36~42	10,000	5,260
Strip tube rotor	0.2ml x 16	5.7~5.8 x 24.4	6,200	2,020