

簡易型離心機 Simple Type



CN-1040 / CN-1050

特點：

- 指針式轉速顯示。
- 自動緩衝加速、減速功能。
- 開蓋斷電裝置及自動平衡系統。

Feature：

- Analogic speed tachometer
- Auto accelerating and decelerating functions
- Auto power off when the lid is opened & auto-balance device

Model	CN-1040	CN-1050
轉速 Speed (rpm)	0~4,000	0~5,500
最大離心力 Max. RCF (xg)	1,740	3,290
最大容量 Max. Capacity (ml)	200	300
定時器 Timer (min:sec)	0~30 or "ON"	
重量 Weight (kg)	9	
尺寸 Size (W x L x H mm)	290 x 320 x 250	
電源 Power	AC 110V / 220V, 50/60Hz	

◎ 離心試管另購。 Tubes not included.

■ Rotor sets for CN-1040, CN-1050



CA-1508 / RA-1508



CA-1512 / RA-1512S



CA-5004 / RA-5004



RA-5006

Rotor		Capacity (ml x pcs)	Tube Size (Ø x L) mm	Max. Speed (rpm)	Max. RCF (xg)
CN-1040	CA-1508	15ml x 8	14~16.6 x 92~122	4,000	1,670
	CA-1512	15ml x 12	14~16.6 x 92~122		1,740
	CA-5004	50ml x 4	27.5~29.5 x 84~117		1,720
CN-1050	RA-1508	15ml x 8	14~16.6 x 92~122	5,500	3,150
	RA-1512S	15ml x 12	14~16.6 x 92~122		3,290
	RA-5004	50ml x 4	27.5~29.5 x 84~117		3,250
	RA-5006	50ml x 6	27.5~29.5 x 84~117		3,250