

General Instrument

恆溫乾浴器

DB-101/102

Dry Baths

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

Block型號	孔徑	承載量	Block型號	孔徑	承載量
DBB-080	8mm	35支	DBB-180	18mm	12支
DBB-110	11mm	20支	DBB-210	21mm	12支
DBB-120	12mm	20支	DBB-240	24mm	6支
DBB-150	15mm	12支	DBB-250	25mm	6支
DBB-165	16.5mm	12支	DBB-300	30mm	6支

技術規範	DB-101	DB-102
溫度範圍	室溫以上5°C...200°C	
穩定度	±0.1...±0.4°C	
控制器	PID數位控制 2組LED數位顯示器：設定溫度、實際溫度	
加熱器	170W	300W
外部尺寸(WxDxH)	20.5x21x15.5cm	25x24x15.5cm
電源供應	110/220VAC 60/50Hz	
耗電量	1.5A/0.75A	2.7A/1.35A



計時功能：可由面板設定0...9999分、或0...9999小時，自動開/關機功能

General Instrument

搖擺式振盪器

RS-101

Rocking Shaker

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

技術規範	
振盪速率	5...60rpm
振盪角度	35°
計時裝置	999秒、999分、999小時
平檯尺寸(WxD)	30x30cm
外部尺寸(WxDxH)	30x30x21.2cm
電源供應	110/220V 60/50Hz



General Instrument

迴轉式振盪器

S-101

Bench Top Orbital Shaker

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

三角燒瓶	50ml	125ml	250ml	500ml	1L	2L	3L	4L	5L	6L
承載量(支)	26	16	9	4	1	1	1	1	1	1

技術規範	
振盪速率	10...250rpm
振盪行程	1"
顯示界面	LED數位式設定與顯示
計時裝置	999秒、999分、999小時
平檯尺寸(WxD)	35x35cm
外部尺寸(WxDxH)	35x35x16.5cm
電源供應	110/220V 60/50Hz
耗電量	1.5A/0.75A
選購附件	三角瓶固定架、彈簧固定架

