

ULTRASONIC CLEANER

D Standard Series (D 標準型系列)

機 型	DG -1	D80	D80H
水槽材質、尺寸	SUS304 # 0.8 mm 170×90×55 mm	SUS304 # 1.0 mm 150×135×100 mm	SUS304 # 1.0 mm 150×135×100 mm
外型材質、尺寸	ABS 193×113×110 mm	SUS 175×160×200 mm	SUS 175×160×200 mm
水 槽 容 積	600 ml	2 L	2 L
振 盪 頻 率	43 KHz	43 KHz	43 KHz
洗 淨 出 力	50 W	80 W	80 W
清 洗 計 時	5 min.	10 min.	30 min. & 連續
加 熱 器	-----	-----	50 W
溫 度 設 定	-----	-----	50 ~ 65 °C
清 洗 籃	ABS 160×83×45 mm (L×W×H)	SUS # 304 135×120×50 mm (L×W×H)	SUS # 304 135×120×50 mm (L×W×H)
淨 重	1 kg	2 kg	2 kg
使 用 電 源	AC100 ~120V or AC220 ~240V 50/60 Hz		

DC Powerful Series (DC 強力型系列)

機 型	DC100 / DC100H	DC150 / DC150H	DC200 / DC200H DC300 / DC300H	DC400 / DC400H DC600 / DC600H	DC600 / DC600H DC900 / DC900H
水槽材質、尺寸	SUS304 # 1.2 mm 300×160×100 mm	SUS304 # 1.5 mm 300×160×150 mm	SUS304 # 1.5 mm 300×240×150 mm	SUS304 # 1.5 mm 500×300×200 mm	SUS304 # 1.5 mm 500×300×300 mm
外型材質、尺寸	SUS 330×205×280 mm	SUS 330×205×330 mm	SUS 330×285×330 mm	SUS 530×345×380 mm	SUS 530×345×480 mm
水 槽 容 積	4.8 L	7.2 L	10.8 L	30 L	45 L
振 盪 頻 率	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz
洗 淨 出 力	100 W	150 W	200 W / 300 W	400 W / 600 W	600 W / 900 W
清 洗 計 時	99 min. & 連續	99 min. & 連續	99 min. & 連續	99 min. & 連續	99 min. & 連續
加 熱 器	150 W (DC100H)	250 W (DC150H)	250 W (DC200H / DC300H)	500 W (DC400H / DC600H)	1000 W (DC600H / DC900H)
溫 度 設 定	最高 80°C	最高 80°C	最高 80°C	最高 80°C	最高 80°C
清 洗 籃	SUS # 304 280×135×60 mm (L×W×H)	SUS # 304 280×130×100 mm (L×W×H)	SUS # 304 260×220×100 mm (L×W×H)	SUS # 304 445×270×135 mm (L×W×H)	SUS # 304 435×270×135 mm (L×W×H)
淨 重	5 kg	8 kg	9.5 kg / 10.5 kg	18.5 kg / 19.5 kg	22 kg / 24 kg
使 用 電 源	AC100 ~120V or AC220 ~240V 50/60 Hz				

● (型號即輸出瓦數,容量相同輸出瓦數越大洗淨力越強) ●