

## 桌上型恆溫恆濕箱

## HTM/HRM/MHG

## Bench Top Programmable Humidity Chamber

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製


體積小，適合實驗室或桌上使用，不佔空間

PID 程式控制器、溫控安全裝置，確保操作安全

MHG-120R 具可控機能，可記憶 5 組程式、60 段溫控區間、每段區間 1 分鐘...99 小時 59 分、可重覆執行 999 次



MHG-120R



溫濕度控制範圍 @20°C室溫環境 ■ HTM ■ HRM/MHG



HTM-80/HRM-80

技術規範	HTM-80	HRM-80	HRM-120	MHG-120R	MHG-120L
控制器	LED顯示器，解析度0.1°C/1.0 %R.H.，單點PID控制			5組溫控程式60段區間，可循環999次 LED顯示解析度0.01°C/0.1%R.H.	
溫度範圍	室溫以上10°C...100°C	0°C...100°C	-20°C...+100°C	-40°C...+100°C	
濕度範圍	30...95%R.H.				
溫濕度準確度/均勻度	±0.5°C/±2.5%R.H.、±1°C/±3%R.H.				
升溫時間	20°C...100°C約30分				
降溫時間	100°C...室溫以上10°C約60分	20°C...0°C約40分	20°C...-20°C約60分	20°C...-40°C約90分	
內部尺寸(WxHxD)	40x50x40cm		50x60x40cm		120x100x85cm
外部尺寸(WxHxD)	76x77x92cm	85x75x80.5cm	115x90x83cm		
內外箱材質	SUS304不鏽鋼一級鏡面光板				
冷卻裝置	風扇冷卻	Single Stage冷卻系統			
保護裝置	壓縮機過載保護開關、冷媒高壓保護開關、陶瓷保險絲、水盤缺水保護開關、電磁開關、空焚保護開關、警報器				
標準配備	外部觀察窗、高度可調層架(2組)、腔內照明燈				
重量	88Kg	95Kg	125Kg	145Kg	
電源供應	220V±10% 50/60Hz				

註：特殊尺寸規格請來電洽詢，落地型、程控系列目錄備索