

巴可式硬度計

Barcol Hardness Tester

BARBER COLMAN

美國製



快速測量塑膠、鋁製品、PE、皮革、軟質樣品的表面硬度指數。使用時直接將測計本體向下壓，內藏探針刺入樣品表面時，指針盤立即反應出硬度指數 0...100。針對不同硬度的樣本，備有三種機型供您選擇。

規格	適用樣本	說明
934	硬塑膠、鋁製品	Rockwell/B/E/F/H, Brinell, Vickers
935	塑膠、軟性材質	
936	非常柔軟的材質	如：皮革

杜邦衝擊試驗機

Dupont Paint Impact Tester

PREMA

台灣製

www.chuanhua.com.tw



符合 JIS K5400/K5640、ASTM D2794 規範，評估塗料附著力強度。荷重衝頭（可更換）自特定高度落下，衝擊測試片上的塗料樣本，依分散或龜裂狀況完成評測。更換不同形狀之衝頭及受台，可進行多種測試。

規格	Dupont Paint Impact Tester
衝擊高度	500mm max. (每格50mm)
衝擊荷重	300g, 500g, 1000g
衝頭受台	Ø1/2", 1/4", 3/16", 1/8", 1/16" (平台式)
符合標準	JIS K5400/K5640, ASTM D2794
尺寸重量	400x300x760mm(WxDxH) 30Kg

遮蓋率測定器

Pfund Cryptometer **PCR-3301**

BYK-GARDNER

德國製



只需少量樣本，即可測試塗料遮蓋率、完全遮蔽之濕膜厚度、或計算出每加侖塗料所能塗佈的面積，任何顏色皆可使用

- 測試塗料遮蓋力及塗佈力，適合生產線、品質管制
- 標配黑白底板、上蓋 2 片（係數 =0.002,0.007）

規格	上蓋係數	適合樣本	說明
PCR-3302	0.002	高遮蓋率	標配
PCR-3303	0.007	低遮蓋率	
PCR-3304	0.0035	中遮蓋率	選配

自動塗裝機 電腦定量噴塗

Automatic Spraying Machine **636**

PREMA

台灣製

www.chuanhua.com.tw



360°自動旋轉噴塗

- 適合產業界少量樣品之打樣塗裝噴漆
- 體積小、連續式生產、單人操作、效率快
- 高品質、移動方便、節省人力、換色容易
- 全自動定量塗裝，取代傳統人工作業，品質穩定優良
- 可設定噴塗條件，如：噴漆距離、位置、次數、速度
- 可記多組記憶模式，以控制板指撥開關直接切換即可