

# 超音波洗淨機 標準型

Ultrasonic Cleaner **PK-B/PK-BH**

PREMA

台灣

- 40kHz 工業型強力振子，增強清潔效果
- SUS304 不鏽鋼內槽、鍍鋅鋼板烤漆外殼
- LED 顯示實際及設定溫度、範圍 20...80°C
- 1...99min 數位計時器、具 LED 顯示
- 不鏽鋼上蓋，有效降低運轉聲浪
- 不鏽鋼網籃，方便提取多樣物件
- 可選購無加熱型、或有加熱型 (BH)
- 10L 以上機型具排水閥

規格	加熱功率	容量	槽內尺寸	外部尺寸	洗淨出力
PK2-B	--	2L	15x14x10cm	18x16x22cm	48W
PK2-BH	64W				
PK3-B	--	3L	24x14x10cm	29x19x22cm	90W
PK3-BH	104W				
PK6-B	--	6L	30x15x15cm	33x18x29cm	144W
PK6-BH	204W				
PK10-B	--	10.8L	30x24x15cm	36x27x31cm	180W
PK10-BH	326W				
PK22-B	--	22.5L	50x30x15cm	57x33x33cm	320W
PK22-BH	654W				
PK30-B	--	30L	50x30x20cm	57x33x38cm	384W
PK30-BH	892W				



# 超音波洗淨機 脫氣功能型

Ultrasonic Cleaner **PK-G/PK-GH**

PREMA

台灣

- 具備脫氣功能，可快速去除溶液中的氣體
- 40kHz 工業型強力振子，增強清潔效果
- SUS304 不鏽鋼內槽、鍍鋅鋼板烤漆外殼
- LED 顯示實際及設定溫度、範圍 20...80°C
- 1...99min 數位計時器、具 LED 顯示
- 不鏽鋼上蓋，有效降低運轉聲浪
- 不鏽鋼網籃，方便提取多樣物件
- 可選購無加熱型、或有加熱型 (GH)；10L 以上具排水閥

規格	加熱功率	容量	槽內尺寸	外部尺寸	洗淨出力
PK2-G	--	2L	15x14x10cm	18x16x22cm	48W
PK2-GH	64W				
PK3-G	--	3L	24x14x10cm	29x19x22cm	90W
PK3-GH	104W				
PK6-G	--	6L	30x15x15cm	33x18x29cm	144W
PK6-GH	204W				
PK10-G	--	10.8L	30x24x15cm	36x27x31cm	180W
PK10-GH	326W				
PK22-G	--	22.5L	50x30x15cm	57x33x33cm	320W
PK22-GH	654W				
PK30-G	--	30L	50x30x20cm	57x33x38cm	384W
PK30-GH	892W				



天平衡器

理化儀器

黏度分析

色彩色差

攪拌均質

光學儀器

光學特性

恆溫設備

塗料檢測

物性試驗

紡織專區

紙業專區