

Physical Properties Testing

粉體特性測定器

A.B.D.-72

Angle of Repose, Bulk Density, Dispersibility

測定機能：安息角、崩潰角、差角、密充填體積密度、
疏充填體積密度、壓縮度、分散度



TSUTSUI RIKAGAKU KIKAI

日本製



技術規範

電源供應	100V 50/60Hz 50W
尺寸重量	300x300x700 (WxLxH) 、16Kg

Physical Properties Testing

粉體振盪比重測定器

PT-20

Powder Tapping-Volume Tester

振盪重力可由使用者自行調整
透明試管便於觀察樣本狀況及比重刻度
備有數字顯示自動計次器

技術規範	
樣品容量	100、200、500、1000、2000ml (任選)
振盪行程	2cm、可任意調整
計數器	0...999次、可任意調整
電源供應	110/220V 50/60Hz 25W

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

