

標準型熱風循環乾燥箱

Hot Circulator Standard Oven

PREMA

台灣

規格	RHD-452	RHD-602	RHD-902	RHD-1202H	RHD-1202L
溫度範圍	室溫+20°C...200°C (建議常用溫度180°C以下)				
精確度	±1.0°C				
均勻度**	室溫...100°C:±1.5°C、100...200°C:±2%				±1.5%
加熱方式	SSR+PID微電腦控溫、強制水平循環送風				
使用材質	SUS430不鏽鋼內腔、SECC粉體烤漆鋼板外殼				
柵板數量	柵板2片	柵板2片	柵板4片	選配	選配
內部 (WxDxH)	45x40x40cm	50x50x60cm	60x90x50cm	90x120x50cm	120x90x50cm
外部 (WxDxH)	67x84x53cm	75x121x62cm	83x154x67cm	109x186x67cm	147x157x68cm
電源供應	110/220V*	220V			
耗電量	1.5/2kW	4kW	4.6kW	6kW	6kW
選購附件	柵板、外門玻璃視窗、程控型溫度控制器、計時器、另有400°C/500°C/600°C高溫型、特殊尺寸規格接受訂製				



RHD-602

規格	RHD-453	RHD-603	RHD-903
溫度範圍	室溫+20°C...300°C (建議常用溫度280°C以下)		
精確度	±1.0°C		
均勻度**	室溫...100°C:±1.5°C、100...280°C:±2%		
加熱方式	SSR+PID微電腦控溫、強制水平循環送風		
使用材質	SUS430不鏽鋼內腔、SECC粉體烤漆鋼板外殼		
柵板數量	柵板2片	柵板2片	柵板4片
內部 (WxDxH)	45x40x40cm	50x60x50cm	60x90x50cm
外部 (WxDxH)	67x84x53cm	75x121x62cm	83x154x67cm
電源供應	110/220V*	220V	
耗電量	3kW	4kW	4.6kW
選購附件	柵板、外門玻璃視窗、程控型溫度控制器、計時器、另有400°C/500°C/600°C高溫型、特殊尺寸規格接受訂製		



RHDM-452

規格	RHDM-452	RHDM-602	RHDM-453	RHDM-603
溫度範圍	室溫+20°C...200°C (建議常用溫度180°C以下)		室溫+20°C...300°C (建議常用溫度280°C以下)	
玻璃視窗	門板視窗28x28cm			
精確度	±1.0°C			
均勻度**	室溫...100°C:±1.5°C、100...200°C:±2%		室溫...100°C:±1.5°C、100...300°C:±2%	室溫...100°C:±1.5°C、100...280°C:±2%
加熱方式	SSR+PID微電腦控溫、強制水平循環送風			
計時器	99.9秒...999小時、連續使用、溫到計時、時到切斷加熱電流、動作完成Buzz警報			
使用材質	SUS430不鏽鋼內腔、SECC粉體烤漆鋼板外殼			
柵板數量	柵板2片	柵板2片	柵板2片	柵板2片
內部 (WxDxH)	45x40x40cm	50x60x50cm	45x40x40cm	50x60x50cm
外部 (WxDxH)	67x84x53cm	75x121x62cm	67x84x53cm	75x121x62cm
電源供應	110/220V*	220V	110/220V*	220V
耗電量	1.5/2kW	4kW	3kW	4kW
選購附件	柵板、程控型溫度控制器、另有400°C/500°C/600°C高溫型、特殊尺寸規格接受訂製			

* 訂購時請指明電壓 ** 均勻度以空箱為測試基準

*** 若測試樣品含有腐蝕性的酸鹼氣體，請另選購SUS304或SUS316材質內腔，價格另計