


Furance/Chamber/Oven

低溫恆溫培養箱
RI-80/150/300/550
Low Temperature Incubators

技術規範	RI-80	RI-150	RI-300	RI-550
溫控範圍	-10...+60℃		0...50℃	-20...+60℃
溫度準確度	±0.15℃			
計時裝置	0...9999分、0...9999小時、自動開 / 關機功能			
內腔容積	81L	150L	297L	556L
層架數	2層		4層	
內腔尺寸 (WxDxH)	45x45x40cm	58x45x58cm	53x46x122cm	68x53x65cm 68x60x79cm
外部尺寸 (WxDxH)	56x60x84cm	68x71x94cm	60x72x161cm	81x79x194cm
電源供應	110/220V 50/60Hz			
耗電量	6.5A/3.5A		13.5A/6.5A	



PREMA
www.chuanhua.com.tw
台灣製

Furance/Chamber/Oven

多室式/溫度條件試驗箱
TG-3/5
Temperature Gradient Incubators

技術規範	TG-3	TG-5
內腔數量	3	5
溫控範圍	5...50℃	
溫度準確度	±1℃	
控制設定	PID數字設定與顯示	
計時裝置	0...9999分、0...9999小時、自動開 / 關機功能	
光源照度	10000lux	
內腔尺寸 (WxDxH)	45x45x40cm	45x45x24cm
外部尺寸 (WxDxH)	61x67x180cm	
電源供應	110/220V 60/50Hz	



PREMA
www.chuanhua.com.tw
台灣製

Furance/Chamber/Oven

植物組織培養箱
GC-101/101H
Growth Chambers

技術規範	GC-101	GC-101H
溫控範圍	0...40℃	
溫度準確度	±0.5℃、±0.15℃(無照明時)	
濕度範圍 / 精度	—	50...95%R.H.、±2%R.H.
設定方式	數字設定與顯示	
計時裝置	0...9999分、0...9999小時、自動開 / 關機功能	
燈光照明	3層式	
層架	3層式	
內腔尺寸 (WxDxH)	66x58x124cm	
外部尺寸 (WxDxH)	75x88x201cm	
電源供應	110/220V 60/50Hz	
專利註冊	新型第170373號培養箱(室)之空氣循環裝置	



PREMA
www.chuanhua.com.tw
台灣製