

General Instrument

真空烘箱

RUD-40/30L/45L

Vacuum Dry Oven

操作簡便、溫度均勻度佳

耐真空度可達 5×10^{-3} Torr

球型氣閥及進氣閥，緊密性高

超溫保護自動斷電，安全可靠

具矽膠迫緊 (Silicon Packing)

型號	RUD-40	RUD-30L	RUD-45L
溫度範圍	室溫...200°C		
精確度	±1.0°C		
加熱方式	SSR+PID微電腦控溫、熱幅射及自然對流		
升溫時間	由室溫上升至100°C約45分鐘		
外門視窗	強化玻璃視窗		
使用材質	SUS304不鏽鋼內腔、SECC粉體烤漆鋼板外殼		
柵板數量	2片(可額外選購)		
內部尺寸(WxDxH)	φ30x40cm	30x30x30cm	40x45x40cm
外部尺寸(WxDxH)	44x66x73cm	50x47x76cm	60x62x86cm
電源供應	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
耗電量	1.2KW	2KW	2.5KW
選購附件	額外柵板、300°C、400°C型、220V 50/60Hz、特殊尺寸規格接受訂製		

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製




General Instrument

COD分解爐


RKJ-4/6/3E/6E

Extraction Heating Units

適合脂肪抽脂、氮素分解、蒸餾分解.....各類加熱實驗用途



時間控制加熱器



RKJ-6E

型號	RKJ-4	RKJ-6	RKJ-3E	RKJ-6E	RDA-6E
加熱器	4組	6組	3組	6組	6組2台
溫控器	時間比例控制、各組皆為單獨控制(西德製)				
溫度範圍	最高380°C		最高420°C		
使用材質	AF加熱絲陶瓷座、烤漆不鏽鋼板		φ80mm西德製矽砂加熱板、烤漆不鏽鋼板		
適用燒瓶	250cc、500cc		250cc		
電源供應	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
耗電量	1.8KW	2.7KW	1.35KW	2.7KW	5.4KW
標準配備	夾具1組				
選購附件	冷凝管、燒瓶、西德製煙盤可加裝鋁製集熱碗(適合250cc圓底燒瓶)				

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

RKJ-6

