

# 高速乳化機/分散機

High-Speed Emulsifier/Dispenser **Homo Mixer/Homo Disper f model**

**PRIMIX**

www.primix.jp

日本

- 「無刷馬達」經久耐用，無粉塵污染，運轉安靜
- 加工粒度與他牌機型比較，節省 20% 處理時間
- 大幅降低粒度不均，乳化、分散粒度分布更均勻
- 最高漿料處理粘度 70 Pa.S(70,000 cP)
- 攪拌部可拆卸分解，清洗容易
- 適合化工、製藥、化妝品、食品業 ..... 等

## TOKUSHU KIKI KOGYO 簡介

日本 PRIMIX 前身 TOKUSHU KIKI KOGYO 公司為一製造流體攪拌、微粒混合、分散/乳化之專業廠家，自 1927 年創社至今，早已被各化工、醫療、電子、塗料、紡織、樹脂、日用化學品、能源 ..... 等產業界的認可。

產品項目極為多樣，從研究用到生產用、數公升到數十噸處理量，並可根據客戶需求提供特殊設計，以數十年豐富產業經驗，為您提供更多元的創新及思考方向。如有任何需要服務之處，歡迎隨時與本公司業務部洽詢！



型號	Homo Mixer MARK 2 f model	Homo Disper f model
馬達	100V 0.2kW	100V 0.2kW
轉速	500...12,000rpm	500...6,000rpm
最大負載	0.3...3.0L	0.5...5.0L
接液材質	SUS304	SUS304
底座尺寸	250x300mm(WxD)	250x300mm(WxD)
升降高度	753mm/543mm	753mm/543mm
重量	12.2Kg	11.9Kg

# 電磁攪拌機

Magnetic Stirrer **MG-5**

**SIBATA**

www.sibata.co.jp

日本

- 超輕量、超小型電磁攪拌器
- 轉速穩定 200-1500rpm
- 無段轉速設定、攪拌力 0.5L
- 內建支柱固定夾，安裝容易
- 小容器、小量樣本攪拌最適

型號	MG-5
轉速	200...1,500rpm
最大負載	max. 0.5L
盤面尺寸	100x80mm
攪拌子	Ø8x35mm
尺寸重量	80x110x90mm 600g
電源	AC100V 50/60Hz 50W



\* 固定夾、支柱、玻璃容器皆為選配

天平  
衡器

電氣  
化學

黏度  
分析

色彩  
色差

攪拌  
均質

光學  
儀器

光學  
特性

恆溫  
設備

塗料  
檢測

物性  
試驗

紡織  
專區

紙業  
專區