

Paint/Ink Testing Instrument

攜帶型溶劑電導度計
HD9213-R1

Portable Conductivity Meter

自動切換範圍 0.1 μ S/cm ... 199.9mS/cm

設計輕巧，單手即可操作所有功能

四環式電極內建 Pt100 溫度感應器，另可選配多種電極與溫度探棒

可選擇單鍵自動校正、或自行以手動校正

自動溫度補償功能，參考點可切換為 20°C 或 25°C

具自動關機 (Auto-off) 及低電量警示功能



備有更多機種及詳細規格，歡迎來電洽詢！

DELTA OHM

www.deltaohm.com

義大利製



Paint/Ink Testing Instrument

油漆電導度計/靜電塗裝專用
76652

Paint Resistivity Meter

RANSBURG

美國製

可測量油漆配方的比電阻及 SCI 值，以適應靜電塗裝之需求
數字顯示：SCI 0...250mA、多組比電阻刻度（範圍如下所示）
標準配備：油漆比阻抗電極、Gun 輸出測試端子（測量 SCI）
符合 ASTM 標準規範



比電阻	測量範圍
kV	0... \pm 199.9kVDC
μ A	0... \pm 1999 μ A
k Ω	1...1999k Ω (0.001...1.999M Ω)
M Ω	0...199.9M Ω
G Ω	0...19.99G Ω

型號	測量功能	標準配備
76652-01	高電壓	高電壓電極
76652-02	SCI、比電阻、噴霧性	測試端子
76652-03	比電阻	油漆電極（如圖所示）
76652-04	包含以上全部功能	高電壓電極、測試端子、油漆電極

General Instrument

四合一/多功能分析儀
C831pH/ μ S/mV/C° Multi-Analyser

CONSORT

www.consort.com

比利時製

可同時安裝 2 支 pH 電極、或 2 支 ORP 電極（選配電極）
另可再安裝 1 支電導度電極（選配電極）、1 支溫度探棒
2 組 LED 數字顯示測值、溫度、日期/時間，清晰易讀
讀值穩定自動鎖定、或手動鎖定，解析度可任意切換
Data-Logging 可自動間隔記錄、或手動儲存讀值（500 筆）
記錄資料包括溫度、日期/時間，可由 RS232 傳送至電腦
標準配備 RS-232、可程式記錄器輸出埠、GLP 功能



技術規範

範圍/解析度	酸鹼度 -2...+16pH、0.01pH 氧化還原電位 -2000...+2000mV、1mV 溫度 0...100°C、0.1°C 電導度 0.01 μ S/cm...200mS/cm、0.01 μ S/cm
自動校正	酸鹼度 1...5 點、電導度 1...3 點、內建多組校正標準值
溫度補償	0...100°C 自動
自動記錄	500 筆讀值、手動/自動間隔記錄 (1...9999 秒)
標準配備	pH 電極、電極架、pH4/7 校正液各 500ml、溫度探棒、RS232
選購附件	ORP 電極、電導度電極