

Viscosity Analysis

黏度計專用冷卻器

CK300

Flow-through Cooler

SCHOTT

www.schott.com

德國製

工作範圍 +5...+50°C

Fluor-Hydro-Carbon 流動氣體，有效冷卻恆溫槽溫度

外型精簡、不佔空間 (200x430x300mm 25Kg)

冷卻功率 300 瓦 (@20°C)、R134a 環保冷媒

適用電壓 115...230V 50/60Hz



Viscosity Analysis

黏度分析電腦軟體

WinVisco

PC Software for ViscoSystem®

SCHOTT

www.schott.com

德國製

友善的操作介面

WinVisco 是針對 ViscoSystem AVS350/AVS360 系統所設計、操作簡單、易學易用。透過 WinVisco 軟體，只要一位操作人員，就可控制多達 8 台 ViscoSystem 測量系統，同時進行分析實驗。所有參數皆可在電腦上輕鬆完成設定，包括：Device parameters constant、 t_0 執行時間、測量次數、溫度平衡時間、黏度管型式、日期、樣本附註.....等。

WinVisco 是一套多工處理軟體 (multitasking)。當它在測量過程中，仍可進行讀值儲存 / 列印，啟動或終止任一項實驗，亦可改變螢幕顯示狀態。所有的設定方式儲存在五組視窗中，可隨時翻頁或上下捲動，相容於 MS-Windows 95 或更高版本。

