



開機即用、靜音運作
高抗化學品腐蝕能力

水流抽氣幫浦

節水型

Circulating Aspirator **WJ-20**

- 真空度 18-29hPa (@16-24°C)
- 抽氣量 15L/min、馬達 100/150W
- 日本專利 One-Touch 快速接頭 x2
- 具單向閥、可防止水回抽
- 水槽容量 10L (PP 材質製)
- 選購：快速接頭可調式真空計 (見下圖)

WJ-20 高性能水流抽氣幫浦，可獨立使用、不需連接水龍頭。比一般傳統機型，擁有更佳抽氣效率、並能減少噪音。輕便的整體設計，方便搬運使用。

■到達真空度 (參考值)

水溫	16°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C
mbar	18	19	21	22	23	25	26	27	29
torr.	13.5	14.3	15.8	16.5	17.3	18.8	19.5	20.3	21.8



← 24cm →

CB-101 細菌試驗恆溫器

- 37°C 恆溫、適合各種生物培養
- B5-size 超小外型尺寸設計
- 外部溫度計顯示槽內溫度
- 可容納 10 組 Ø35mm 培養皿
- 另可再收納 40 枚試驗紙



盤面 Ø8cm

MX-1 電磁攪拌機

- “御飯糰” 三角造型節省使用空間
- 150-1500rpm 無段轉速設定
- 標準攪拌容量 500ml (H₂O)
- 特殊迴路、低速迴轉運作順暢
- 滴定實驗、一般攪拌作業均適
- 最大攪拌力 1L (H₂O max.8hr)



盤面 Ø12.5cm

MG-510 電磁攪拌機

- 加大盤面，適合進行較大容量攪拌
- 無段轉速、攪拌力 1000ml (H₂O)
- 150-1500rpm 中高速攪拌能力
- 攪拌子規格 Ø8x30mm (PTFE)
- 尺寸 130x200x75mm(WxDxH)
- 最大攪拌力 2L (H₂O max.8hr)

皆可置於4°C低溫恆溫箱中運作



WJ-20 選購品
可調式真空計
具快速接頭
可監控真空度

※ 圖片僅供參考