




精密電子天平

JW Series High Precision Balance



最高 1/75000 顯示解析度，適合黃金、珠寶、實驗室精密秤重
具備 13 組秤重單位、百分比、物件計數、自動歸零、全段扣重、
低電量警示、充電指示燈、自動省電、可調腳墊

廣角液晶 LCD 顯示幕，具背光照明，字體清晰易讀

AC/DC 雙電源設計，內建蓄電池可供 80 小時不斷電操作 **

標準配備：保護罩、RS-232 (單向)

JW-300、JW-600 另附防風罩

顯示解析度	型號	最大秤量	解析度
1/30000	JW-300	300g	0.01g/0.005g*
1/60000*	JW-600	600g	0.02g/0.01g*
1/75000*	JW-1500	1500g	0.05g/0.02g*
	JW-3000	3000g	0.1g/0.05g*
秤盤尺寸	600g(含)以下 圓形秤盤φ110mm 600g以上 方形秤盤140x170mm，全不鏽鋼製		
電源供應	內建蓄電池、可外接AC電源供應器		

* 可選購1/60000...1/75000顯示解析度 ** 不啟動背光

精密電子天平

NJW Series High Precision Balance



1/30000 顯示解析度，適合黃金、珠寶交易、實驗室使用

具備自動校正、13 組秤重單位、百分比、物件計數、
自動歸零、全段扣重、低電量警示、自動省電

廣角液晶 LCD 顯示幕，具背光照明，字體清晰易讀

AC/DC 雙電源設計，電池可供 100 小時以上操作

標準配備：背光螢幕、電源供應器、防塵套及調整腳墊

NJW-300、NJW-600 另附：壓克力防風罩、水平氣泡

選購配備：RS-232

顯示解析度	型號	最大秤量	解析度
1/30000	NJW-300	300g	0.01g
	NJW-600	600g	0.02g
	NJW-1500	1500g	0.05g
	NJW-3000	3000g	0.1g
秤盤尺寸	600g以下 圓形φ110mm 600g以上 方形140x170mm，全不鏽鋼製		
電源供應	UM-2電池x4、可外接AC電源供應器		