



VJW 精密天秤

產品特色

- ✓ 高顯示精度：1/30000、1/60000
- ✓ LCD白背光字幕設計
- ✓ 零點追蹤、零點指示、自動扣重、全秤量扣重、累計功能
- ✓ 充插兩用電源，具有充電狀態指示、5 段電量顯示、自動關機
- ✓ 簡易計數，精確計算微小顆粒的零件數量
- ✓ 具備檢校、百分比等功能
- ✓ 13種計重單位轉換
- ✓ ECO-MODE省電設計
- ✓ 內建RS-232介面，可連接電腦、印表機等設備
- ✓ 秤盤尺寸：300g、600g 為Ø110 (mm) 圓秤盤(附防風罩)/
1200g 以上為 140 x 170 (mm) 方秤盤
- ✓ 選配：無線藍芽



型號	秤量 (1/30000)	精度
VJW-300	300g	0.01g
VJW-600	600g	0.02g
VJW-1500	1500g	0.05g
VJW-3000	3000g	0.1g

型號	秤量 (1/60000)	精度
VJW-300	300g	0.005g
VJW-600	600g	0.01g
VJW-1200	1200g	0.02g
VJW-3000	3000g	0.05g

