

碼重秤

Yard-Weight Calculating Scale **YDW-300**



- 使用簡便之高精度布碼秤，顯示解析度 1/30,000
- 公制、英制單位切換，可設定布匹寬度範圍
- 自動歸零、全段扣重、液晶背光顯示幕、低電量警示、自動省電（自動關機 / 背光熄滅）、充電指示燈
- AC/DC 雙電源設計，內建蓄電池可供 80 小時操作
- 標準配備：防風罩、保護罩、RS232C(單向)
- 選購備配：織物取樣器 (100cm² 圓切器)

顯示解析度	最大秤量	解析度	秤盤尺寸
1/30000	300g	0.01g	圓形Ø110mm

全不鏽鋼電子天平

All Stainless Steel Housing **HGS Series**



- 秤盤、機身採全不鏽鋼 (白鐵) 打造，最適食品業使用
- 自動校正、13 組秤重單位、百分比、物件計數、自動歸零、全段扣重、低電量警示、自動省電、液晶背光顯示幕
- AC/DC 雙電源設計，內建蓄電池可供長時間不斷電操作
- HGS-300、HGS-600 標準配備壓克力防風罩

顯示解析度	型號	最大秤量	解析度
1/30000	HGS-300	300g	0.01g
	HGS-600	600g	0.02g
	HGS-1500	1500g	0.05g
	HGS-3000	3000g	0.1g
	HGS-6000	6000g	0.2g
	HGS-15K	15Kg	0.5g
秤盤尺寸	600g以下 圓形Ø150mm，全不鏽鋼製 600g以上 方形210x210mm，全不鏽鋼製		

迷你型計重秤

Compact Size Weighing Scale **MII Series**



- 適合一般商店、咖啡館、作業現場使用
- 迷你外型、高解析度，可裝置在手提箱中，攜帶方便
- 自動校正、單鍵歸零、全段扣重、自動歸零、自動省電、低電量警示
- 液晶廣角顯示幕，具 3 組單位切換：公克、磅、盎司
- ABS 塑鋼外殼經久耐用，輕量化設計，操作簡單

顯示解析度	型號	最大秤量	解析度
1/6000	MII-600	600g	0.1g
	MII-1200	1200g	0.2g
	MII-3000	3000g	0.5g
	MII-6000	6000g	1g
秤盤尺寸	130x205mm，不鏽鋼秤盤		
電源供應	9V電池x1、可外接AC電源供應器		

天平衡器

電氣化學

黏度分析

色彩色差

攪拌均質

光學儀器

光學特性

恆溫設備

塗料檢測

物性試驗

紡織專區

紙業專區