

細度計

Grindometer **ZGR 2020-2023**


ZEHNTNER

www.zehntner.com

瑞士製

依據 Hegman 規範，測量塗佈材質細度，如：油漆、塗料、黏著劑、油墨、食品、化妝品 ... 等。表面凹槽具有 μm 、Hegman 兩種刻度，適合實驗室、品質檢驗單位。

規格	μm 範圍/刻度	Hegman 範圍/刻度
ZGR 2020	0...100 μm , 10 μm	8...0H, 1H
ZGR 2021	0...50 μm , 5 μm	8...4H, 0.5H
ZGR 2022	0...25 μm , 2.5 μm	8...6H, 0.25H
ZGR 2023	0...15 μm , 1 μm	8...6.8H, 0.1H
本體材質	硬化處理不鏽鋼	
符合標準	DIN EN 21524, ISO 1524, ASTM D1210/D1316, BS 3900 Pt.C6	



大尺寸型、加溫型油墨細度計，歡迎來電洽詢

表面塗佈硬度計 金屬筆頭

Pocket Hardness Tester **ZHT 2092**

新品

ZEHNTNER

www.zehntner.com

瑞士製

- 測頭材質採用「碳化鎢鋼」製作，經久耐用，是替代 ZSH 2090「鉛筆式硬度計」的理想工具
- 適合塗料、油墨、亮光漆、塑膠、傢俱、汽車、品質測試
- 可在平坦、彎曲、各種塗裝底材測量硬度
- 不論實驗室、生產線均可使用，操作方便

規格	ZHT 2092
加壓彈簧	黃色：0...3 Newton (0...300g)、刻度10g 藍色：0...10 Newton (0...1000g)、刻度50g 紅色：0...20 Newton (0...2000g)、刻度100g
測頭材質	0.75mm (Bosch) 碳化鎢鋼球頭 0.5mm (van Laar) (選購) 1.0mm (ISO 1518) (選購)
尺寸重量	Ø15x170mm 117g



可選購ACC112滑輪推車

耐刮痕測試計

Mar Resistance Tester **ZST 2095**

新品

ZEHNTNER

www.zehntner.com

瑞士製

- 不同顏色標記的彈簧，可提供不同下壓力，模擬指甲、硬幣、餐具 ... 等，對於塗料、亮光漆、塑膠、傢俱、汽車烤漆耐刮性程度
- 金屬滾輪附軟質膠圈，在任何表面均可順暢滑動
- 不論實驗室、生產線均可使用，測量迅速

規格	ZST 2095
加壓彈簧	黃色：0...3 Newton (0...300g)、刻度10g 藍色：0...10 Newton (0...1,000g)、刻度50g 紅色：0...20 Newton (0...2,000g)、刻度100g
測片材質	Duroplast、銅質、鋼質測片
尺寸重量	Ø15x190mm 151g

